



Buscar na Raia



 Compra rápida com receita

 Boas-vindas! Entrar ou cadastrar

 Acompanhar pedidos

 Cesta R\$ 0,00

 [Insira seu CEP](#)

 [Todas as categorias](#)

[Farmácias](#)

[Blog](#)


[Serviços de saúde](#)

[Descontos e benefícios](#)

[Lojas parceiras](#)

[Exibir descontos Univers](#)

[Página Inicial](#) > [Medicamentos](#) > [Ortopédicos](#) > [Espelho Nasal Milimetrado de Altmann Pró-Fono \(Sem Bloco de Referência\)](#)





Espelho Nasal Milimetrado de Altmann Pró-Fono (Sem Bloco de Referência)

Outros

Vendido por [Pró-Fono](#) e entregue por [Raia](#)

A Raia [garante a sua compra](#) 

[Conhecer mais produtos desta loja](#)

- Quantifica a aeração nasal com precisão.
- Avalia escape de ar em alterações velofaríngeas.
- Instrumento especializado para análise respiratória.
- Auxilia no diagnóstico de disfunções nasais.

[Descrição completa](#)

R\$ 155,25

1 

em até 3x de R\$ 51,75 sem juros

[Formas de pagamento](#)

Comprar

Consultar formas de entrega

Insira seu CEP

Ex.: 00000-000

Descrição do produto

O que é e para que serve o Espelho Nasal Milimetrado De Altmann Pró-Fono (Sem Bloco De Referência)?

O Espelho Nasal Milimetrado de Altmann Pró-Fono é um instrumento médico específico para avaliação nasal. Serve para quantificar a aeração nasal e determinar o escape de ar nasal em indivíduos com alterações do esfíncter velofaríngeo, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico e acompanhamento de condições relacionadas à função nasal.

Benefícios

- Permite quantificação precisa da aeração nasal com escala milimetrada.
- Auxilia profissionais de saúde na avaliação de alterações do esfíncter velofaríngeo.
- Oferece ferramenta técnica para diagnóstico e acompanhamento de condições nasais.
- Possibilita medição objetiva do escape de ar nasal durante exames.

Como usar o Espelho Nasal Milimetrado De Altmann Pró-Fono (Sem Bloco De Referência)?

- Limpe o espelho nasal com álcool ou solução desinfetante antes do uso.
- Posicione o espelho nasal próximo à abertura do nariz, mantendo-o paralelo ao plano facial.
- Peça ao paciente para respirar normalmente através do nariz.
- Observe a condensação formada no espelho durante a respiração.
- Utilize as marcações milimetradas para quantificar a aeração nasal.
- Analise o padrão de escape de ar nasal, observando a distribuição da condensação.

Características

Código do produto	961752
Marca	Outros
Dosagem	1MG
EAN	7898988714377