



Início > INSTRUMENTAIS > TESOURA

Tesoura Goldman Fox - Quinelato

Código 13156_2747_U

~~R\$85,90~~

R\$82,90 3% OFF

R\$78,76 com Pix

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Cor

RETA 13CM - QT.568.13

1

ADICIONAR

MEIOS DE ENVIO

Aproveite! Frete grátis a partir de R\$199,00

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar    

Descrição do Produto

Tesoura Goldman Fox Quinelato
Lâmina Serrilhada para Periodontia
Embalagem com 1 Unidade

A Tesoura Goldman Fox da Quinelato é o instrumento de eleição para cirurgiões-dentistas que realizam procedimentos de **gengivectomia** e refinamento de retalhos com alta performance. Seu diferencial técnico reside na micro-serrilha em uma de suas lâminas, que promove uma preensão estável do tecido mole, impedindo o deslizamento durante a **diérese** e garantindo um corte limpo e retilíneo. Fabricada em aço inoxidável cirúrgico de dureza superior, esta tesoura oferece uma **estabilidade dimensional** incomparável, sendo essencial para intervenções que exigem controle milimétrico e preservação da arquitetura gengival. O design balanceado e a afiação de alta durabilidade elevam o padrão de biossegurança e eficiência clínica no dia a dia do consultório.

Benefícios Principais

- **Corte Anti-deslizante:** A lâmina micro-serrilhada "prende" o tecido gengival, permitindo incisões precisas mesmo em áreas com excesso de umidade ou tecidos queratinizados densos.
- **Alta Acuidade Periodontal:** Ideal para o contorno de papilas e remoção de colares gengivais, proporcionando um acabamento cirúrgico que favorece a cicatrização e o **vedamento marginal**.
- **Longevidade do Fio:** A liga de aço inoxidável de alta qualidade mantém o corte ativo por mais tempo, resistindo ao desgaste mecânico e químico de sucessivos ciclos de esterilização.
- **Ergonomia Consultiva:** O design das hastes permite uma empunhadura firme e confortável, reduzindo a fadiga do operador em cirurgias de múltiplos elementos e aumentando a segurança do paciente.
- **Biossegurança Total:** Totalmente autoclavável, sua superfície com polimento sanitário facilita a remoção de resíduos proteicos e garante a integridade do instrumental frente aos protocolos de desinfecção.

Especificações Técnicas

- **Material:** Aço Inoxidável Cirúrgico (Resistência avançada à corrosão).
- **Ponta Ativa:** Lâminas com micro-serrilha para maior grip tecidual.
- **Tamanho:** 13 cm de comprimento.
- **Esterilização:** Totalmente autoclavável em calor úmido.
- **Indicação:** Periodontia, Gengivectomia, Gengivoplastia e Cirurgias Orais.
- **Modelo:** Goldman Fox (QG.XXX.XX).
- **Apresentação:** Embalagem individual contendo **1 unidade**.

FAQ - Perguntas Frequentes

Qual o diferencial da lâmina serrilhada na Tesoura Goldman Fox Quinelato? Diferente das tesouras lisas, a Goldman Fox possui uma micro-serrilha em uma de suas lâminas que atua ancorando o tecido mole no momento do corte. Isso evita que a gengiva "escorregue" para a ponta da tesoura durante a pressão, um problema comum em tecidos úmidos ou muito fibrosos. Essa característica é fundamental para que o cirurgião consiga seguir exatamente o desenho planejado na gengivoplastia, garantindo que a margem gengival fique perfeitamente



simétrica e sem irregularidades que poderiam comprometer a estética periodontal.

Como este instrumental auxilia na recuperação pós-operatória do paciente? Ao proporcionar um corte extremamente limpo e sem esmagamento tecidual (o que ocorre quando a tesoura perde o fio ou desliza), a Goldman Fox Quinelato minimiza o trauma mecânico local. Cortes precisos geram menos liberação de mediadores inflamatórios e favorecem a organização do coágulo sanguíneo primário. O resultado clínico é uma cicatrização mais rápida, com menor edema e desconforto para o paciente, elevando o índice de sucesso dos procedimentos estéticos e funcionais realizados no consultório.

Posso utilizar a Tesoura Goldman Fox para cortar fios de sutura? Embora a tesoura tenha capacidade de corte para fios, o ideal é reservá-la exclusivamente para tecidos moles para preservar a micro-serrilha e a afiação fina. O corte constante de fios de sutura, especialmente os de seda ou polipropileno mais espessos, pode causar micro-danos ao fio de corte cirúrgico ao longo do tempo. Para manter o desempenho máximo em cirurgias de gengiva, recomenda-se ter uma tesoura cirúrgica auxiliar para suturas, deixando a Goldman Fox para os momentos de maior exigência técnica e refinamento tecidual.

Qual a forma correta de higienizar a micro-serrilha antes da autoclave? A limpeza da micro-serrilha exige atenção especial, pois resíduos biológicos podem ficar retidos entre os pequenos dentes da lâmina. É altamente recomendável o uso de uma cuba ultrassônica com detergente enzimático neutro logo após o procedimento. Caso a limpeza seja manual, utilize escovas de cerdas macias de nylon, esfregando no sentido do corte para remover qualquer detrito sem danificar a lâmina. A secagem deve ser imediata e rigorosa antes da embalagem em grau cirúrgico para evitar a oxidação pontual nas áreas de ranhura.

A Sonda Goldman Fox da Quinelato é indicada para quais especialidades? Embora seja um ícone da Periodontia para procedimentos de gengivectomia e aumento de coroa clínica, ela é extremamente versátil e utilizada na Implantodontia para o refinamento de retalhos ao redor de cicatrizadores. Na Clínica Geral, é o instrumento ideal para a remoção de hiperplasias gengivais e freios labiais hipertróficos. Sua robustez e precisão fazem dela um item básico em qualquer kit de cirurgia oral menor, onde a manipulação delicada e segura de tecidos moles é um pré-requisito para o sucesso do tratamento.

Produtos similares

16% OFF

2 cores

GOLGRAN
Tesoura Castroviejo 11cm - Golgran

R\$104,21 com Pix
~~R\$130,00~~ R\$109,69

COMPRAR

GOLGRAN
Tesoura Buck 11cm Reta - Golgran

R\$55,98 com Pix
R\$58,93

COMPRAR

