




★ 4.5 (22)

Eletrodo Autoadesivo Performa 5x5cm Cloth Quadrado 4un

Marca: [Performa](#) | Ref: PRFM-5050C | EAN: 4719872260028

Economize 29%

R\$ 34,97 ~~R\$ 49,90~~

ou 4X de R\$ 8,74 sem juros

Corra, apenas 4 em estoque

Adicionar ao carrinho

O Eletrodo Autoadesivo Performa 5x5cm Cloth Quadrado foi desenvolvido para uso profissional em **eletroterapia**, indicado para o **manejo de dores musculares agudas e crônicas**. O **gel premium** oferece aderência superior e maior resistência ao ressecamento, assegurando excelente condução elétrica e conforto durante as sessões com **TENS, FES** e terapias relacionadas.

- Para manejo profissional da dor muscular aguda e crônica
- Gel premium com melhor adesão e resistência ao "dry-out"
- Disponível em vários tamanhos e formatos; este modelo é 5×5 cm (quadrado) com topo em tecido (cloth)

Características

- **Autoadesivo** — dispensa gel condutor adicional
- **Hidrogel premium (~1 mm)** para múltiplas aplicações com manutenção de aderência
- **Condutor em filme de carbono**, garantindo **distribuição uniforme** da corrente em toda a superfície
- Topo em **tecido (cloth)** macio e conformável, confortável para o paciente
- Boa flexibilidade e fácil manuseio, inclusive em áreas de contorno

Especificações

- Linha/Produto: **Performa Reusable Cloth Electrodes** (Performance Health)
- Item #081067438 | Catalog #551967
- Formato: **Quadrado**
- Dimensões: **5 cm × 5 cm**
- Conteúdo: **4 eletrodos reutilizáveis**
- Composição: **filme de carbono (condutor)**, **hidrogel premium**, **topo em tecido (cloth)**
- Registro ANVISA: **80676139013**
- Garantia: **3 meses** contra defeitos de fabricação

Informações Complementares

- Uso individual. Não compartilhar entre pacientes.
- Não aplicar sobre pele irritada, lesionada ou com feridas.
- Após o uso, recolocar na película protetora e armazenar em local fresco e seco.